



Enfile-bas Etac Socky

Lorsque la douleur restreint la mobilité ou quand la motricité fine est réduite, atteindre ses pieds ou attacher de petits boutons peut être un véritable défi. Ces problèmes sont souvent complexes et il n'existe pas de solution universelle. Quelques aides possibles sont décrites ci-dessous : trois enfile-bas et deux enfile-boutons.



Les crochets en plastique qui se trouvent sous le tissu en nylon empêchent la chaussette de bouger, facilitant sa mise en place.

Enfile-bas Etac Socky court

L'enfile-bas Socky court s'utilise idéalement pour les chaussettes courtes ou montantes, y compris les chaussettes de contention. Il est composé d'une base en plastique avec deux crochets sous une étoffe de nylon pré-pliée.

Mode d'emploi de l'enfile-bas Etac Socky court

Il suffit d'enfiler votre chaussette sur l'enfile-bas Socky jusqu'à ce que le haut de celle-ci recouvre les crochets. Placez ensuite le cordon derrière votre mollet et tirez. L'enfile-bas court Socky glisse avec aisance autour de votre pied et de la partie inférieure de votre jambe et la chaussette est impeccablement positionnée (voir la vidéo sur www.etac.com).



La poignée de l'enfile-bas Socky long est d'une aide précieuse pour les utilisateurs qui ont peu de force ou de motricité au niveau des mains et des bras.

Enfile-bas Etac Socky long

L'enfile-bas Socky long est la solution idéale si vous n'avez pas beaucoup de force dans les mains, si vous éprouvez des difficultés à vous déplacer ou si vous devez réduire le frottement entre la chaussette et le plancher/la moquette. Il peut être utilisé pour revêtir des chaussettes courtes ou montantes de même que des collants. Il s'agit d'une longue feuille en plastique située sous une étoffe de nylon pré-pliée, avec une poignée sur la partie supérieure.

Mode d'emploi de l'enfile-bas Etac Socky long

La chaussette est placée autour de l'enfile-bas Socky et tirée vers le haut. La poignée sert à tirer l'enfile-bas dans la même direction, tandis que la feuille en plastique glisse sur le sol et maintient la chaussette en place. Pour les collants, utilisez deux enfile-bas Socky longs reliés grâce au dispositif de connexion Etac Socky.



Ce modèle Socky permet également au soignant d'aider l'utilisateur à enfiler des bas de contention.

Enfile-bas Etac Socky pour bas de contention

Cet enfile-bas est adapté à plusieurs longueurs et à différents types de bas de contention. Il est constitué de deux longs fragments d'étoffe de nylon reliés par du velcro. Chaque partie dispose d'une grande poignée qu'il suffit de tirer pour enfiler le bas.

Mode d'emploi de l'enfile-bas Socky long

Placez le bas de contention sur l'enfile-bas Socky. Les parties en tissu se séparent lorsque vous tirez le bas vers le haut. Le soignant est ainsi en mesure d'assister l'utilisateur.

Description

Enfile-bas Socky court	N° d'article
Enfile-bas Socky long	80601002-2
Dispositif de connexion Socky	80601001-2
Enfile-bas Socky pour bas de contention	80601021
	80601003-2

Longueur

Enfile-bas Socky court, 40 cm
Enfile-bas Socky long, 60 cm

Enfile-bas Socky pour contention : 100 cm

Brevet

Les enfile-bas Socky court et long sont brevetés.

Poids

Enfile-bas Socky court : 94 g
Enfile-bas Socky long : 146 g

Enfile-bas Socky pour bas de contention : 90 g

Matériaux

Enfile-bas Socky :
Tissus : polyamide
Composants plastiques : polypropylène

Conception

HM Center

France Rehab

ZA du Serroir n°2 | 54690 Lay-Saint-Christophe
Tél. : +33 (0) 3 83 22 20 65 | Fax : +33 (0) 3 83 31 57 83
www.france-rehab.fr | info@france-rehab.fr