



## Un niveau au-dessus

Une nouvelle génération  
d'aides aux toilettes qui crée  
de nombreuses possibilités

# Etac My-Loo

Surélévateur de toilettes  
amovible

 **etac**<sup>®</sup>



# Etac My-Loo

## Surélévateur de toilettes amovible

Avec l'aide de concepteurs industriels expérimentés, nous avons développé un nouveau surélévateur de toilettes amovible – Etac My-Loo, un produit offrant des avantages comme l'hygiène et la sécurité. Avec ses lignes douces et son excellente ergonomie, il offre davantage de confort et un design qui se fond parfaitement dans le décor de votre salle de bains moderne.

### Conçu pour sa fonctionnalité et son confort

Etac My-Loo a été développé pour s'adapter à votre salle de bains et présente une conception au confort et à l'accessibilité inégalés. Les lignes douces et l'ouverture large rendent My-Loo parfait pour la plupart des utilisateurs. Il est disponible dans deux hauteurs, avec ou sans couvercle.

### Facile à nettoyer

My-Loo est conçu à partir de matériaux résistants et se nettoie facilement avec un chiffon doux. Il se retire et se réinstalle facilement, par exemple pour le passer en autoclave.

### Sûr, installation rapide

Etac My-Loo s'installe en quelques secondes seulement ! Fixez-le en place à l'aide des deux attaches latérales conçues à cet effet, et qui s'adaptent sans problème à différentes formes de toilettes. Les surfaces de frottement extra-larges et le matériau flexible des supports offrent une fixation solide à la porcelaine.

Placez le surélévateur sur les toilettes et appuyez simplement sur les attaches. Dès que vous entendez le clic, l'installation est terminée !



#### Surélévateur de toilettes Etac My-Loo amovible

	Référence
6 cm	80301520
10 cm	80301521
6 cm avec couvercle	80301522
10 cm avec couvercle	80301523

#### Poids

6 cm : 0,8 kg	10 cm : 1,1 kg
6 cm avec couvercle : 1,2 kg	10 cm avec couvercle : 1,4 kg

#### Poids maximal de l'utilisateur

190 kg

#### Matériau

Polypropylène et TPE

#### Conception

Myra Industriell Design AB

#### Entretien



Nettoyez/désinfectez le produit à l'aide d'un produit nettoyant non abrasif standard avec un pH compris entre 5 et 9, ou avec une solution désinfectante à 70 %. Le produit peut être nettoyé en toute sécurité dans un autoclave à 85 °C pendant 3 minutes.

## Caractéristiques



### Facile à nettoyer

Les surfaces lisses du produit se nettoient facilement à l'aide d'un chiffon doux. My-Loo se retire et se remet en place très facilement.



### Conçu pour sa fonctionnalité et son confort

La forme arrondie du siège confère un support sécurisé et un grand confort. L'ouverture extra-large et les découpes avant et arrière généreuses facilitent l'accès pour l'hygiène intime.



### Sûr, installation rapide

My-Loo amovible est très stable et a une grande latitude de réglage. L'installation est rapide et ultra simple, sans vis.








### Variantes

My-Loo est disponible en deux hauteurs, 6 et 10 cm, avec ou sans couvercle.



### Dimensions

Dimensions externes largeur x profondeur	36 cm x 40 cm
Ouverture largeur x profondeur	23 cm x 36 cm
Hauteur d'assise	6 cm, 10 cm
Distance entre les supports	29 cm - 38,5 cm





## Un niveau au-dessus.

Une nouvelle génération d'aides aux toilettes qui crée de nombreuses possibilités !

Le surélévateur de toilettes My-Loo amovible fait partie d'une nouvelle génération de produits intelligents signés Etac, qui respecte les exigences maximum en termes de sécurité, confort, flexibilité d'utilisation et de nettoyage. Nous vous présentons ici une nouvelle gamme de produits offrant des solutions inédites.

Avec cette gamme, nous élevons l'aide aux toilettes à un niveau supérieur.  
« Le design propulse le développement » a toujours été notre devise, et nous sommes convaincus que My-Loo aidera les utilisateurs à créer de nouvelles possibilités.

Afin de rester informé des dernières nouveautés et de profiter d'informations produit continuellement mises à jour, consultez le site [www.france-rehab.fr](http://www.france-rehab.fr)

France Rehab  
ZA du Serroir  
54690 Lay Saint Christophe  
Tél. : 03 83 22 20 65  
Fax : 03 83 31 57 83  
[info@france-rehab.fr](mailto:info@france-rehab.fr)  
[www.france-rehab.fr](http://www.france-rehab.fr)

# France Rehab