



MoHiCan II

Chaises de douche avec fonctions
d'inclinaison et de hauteur
à réglage électrique

3 versions

Standard / Plus / Junior



Fauteuil de douche mobile polyvalent pour donner la douche sans effort. Inclinable et réglable en hauteur pour aider à déplacer et à effectuer les soins quotidiens d'hygiène et de toilette des patients ou résidents à mobilité réduite.

Grâce à la télécommande, MoHiCan II permet au soignant ou au patient de modifier facilement la hauteur ou l'inclinaison du siège, ce qui permet à l'utilisateur de s'installer confortablement pendant le passage à la salle de bain. Le fauteuil est facile à manœuvrer et peut être placé au-dessus des toilettes.

L'option d'inclinaison en arrière offre une position confortable à l'utilisateur pendant le lavage des cheveux ou les soins de pieds par exemple. Il réduit également les risques de troubles musculo-squelettiques pour le soignant.

L'inclinaison vers l'avant (proclive) facilite le transfert de la position assise à la position debout.

L'ajustement de la hauteur permet à l'aidant de régler le fauteuil à la hauteur de travail adéquate selon le type d'activités.

MoHiCan II peut être utilisé dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou autres établissements de soins, ou à domicile.

Accessoires:



Seau avec couvercle



Ceinture de maintien



Sangle de jambes

MoHiCan II Plus



MoHiCan II Junior



Informations techniques	Junior	Standard	Plus	
Poids maximum supporté (kg) :	120	180	250	
Longueur (cm) :	105	98	105	
Largeur (cm) :	65,6	67	77	
Hauteur de la poignée de poussée (cm) :	106,5 - 140,6	102,2 - 131,5	114 - 141,7	
Hauteur (cm) :	53,3 - 102,3	50 - 96	53,3 - 102,3	
Assise (largeur x profondeur) (cm) :	33 x 38	42 x 43	55 x 46	
Largeur entre les accoudoirs (cm) :	41,4	51,5	60,4	
Diamètre de rotation (cm) :	55	55	60	
Inclinaison (°) :	-4 to +27	-5 to +26	-4 to +27	
Hauteur du repose-pieds (mm) :	11,2	11,2	11,2	
Diamètre des roues (cm) :	12,5	12,5	12,5	
Poids (kg) :	50	60	65	
Capacité de la batterie (Ah) :	2,9	2,9	2,9	
Chargeur (V/Hz) (intégré) :	100-240 / 50 / 60	100-240 / 50 / 60	100-240 / 50 / 60	
Conditionnement (LxlxH) (cm) :	120x80x120	105x75x120	120x80x120	
Protection IP	Boîtier de contrôle, batterie	IPX5	IPX5	IPX5
	Télécommande, vérins	IPX6	IPX6	IPX6



Réglages de l'inclinaison et de la hauteur électriques et dissociés
Pour le confort du patient et du soignant



4 roues à frein
Sécurité et confort : les freins maintiennent la chaise en place et les roues à double bandage procurent une excellente maniabilité



Accoudoirs
Confortables grâce à la protection en mousse
Retours à l'avant servant de barre de maintien intégrée
Relevables pour faciliter le transfert



Télécommande
Fonctions monter/descendre, incliner en avant/en arrière, voyant de batterie, de maintenance et alerte de poids maximum



Cale-nuque
Entièrement réglable, avec retours latéraux pour assurer le meilleur maintien possible de la tête



Repose-pieds
Relevable, réglable en hauteur



France Rehab

Meden-Inmed Sp. z o.o.

ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Poland

Phone: +48 94 344 90 50

Fax: +48 94 347 10 41

international@meden.com.pl

www.en.meden.com.pl

France Rehab

ZA du Haut Serroir, BP7

54690 Lay St Christophe

03 83 22 20 65

info@france-rehab.fr

www.france-rehab.fr

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception qui n'affectent pas la fonctionnalité principale et les exigences de sécurité. Les couleurs présentées dans le catalogue peuvent être légèrement différentes de la réalité pour des raisons de rendu des couleurs d'impression.

